



- **Abra el dispositivo** cogiendo con una mano la carcasa externa y colocando el dedo pulgar de la otra mano en el hueco reservado para ello. Empujar con el dedo alejándolo de usted hasta donde llegue.



- **Deslice la palanca alejándola** hasta donde llegue - se percibirá un sonido "clic". El dispositivo está preparado para su uso.
- Cada vez que la palanca se echa hacia atrás, queda disponible una dosis para su inhalación. Esto lo muestra el contador de dosis.



- **Mantenga el dispositivo alejado de la boca.** Espirar lo que razonablemente se pueda - no hacerlo dentro del dispositivo.
- **Coloque la boquilla** en los labios. Inspirar progresiva e intensamente - a través del dispositivo, no por la nariz.
- **Saque el dispositivo** de la boca.
- **Mantenga la respiración** unos 10 segundos o tanto tiempo como sea posible.
- Espire lentamente.



- **Cierre el dispositivo**, poniendo el dedo pulgar en el hueco reservado para ello y deslizándolo hacia usted, hasta donde llegue.
- **Al cerrar el dispositivo**, se escuchará un golpe seco. La palanca automáticamente vuelve a su posición original y queda de nuevo colocada. El dispositivo está ahora preparado para volverlo a utilizar.