


1



- **Retire el capuchón** del inhalador.
- Al retirar el capuchón, el contador de dosis del inhalador se reducirá en una unidad.

2




- **Llévese el inhalador a la boca**, con el aplicador bucal mirando hacia usted.
- **Colóquese el aplicador bucal** del inhalador en la boca, cierre los labios en torno al aplicador bucal e inspire rápida y profundamente.

3



- **Retire el inhalador de la boca** y aguante la respiración durante unos 10 segundos o el período que le sea cómodo.
- Nunca expulse el aire a través del inhalador.

4



- Para cerrar el inhalador, **vuelva a colocar el capuchón** inmediatamente después de cada inhalación.
- **El capuchón debe estar totalmente colocado** y debe girarse para que se cargue la dosis para la siguiente inhalación.
- Para ello, debe girarse éste en el sentido de las agujas del reloj mientras se oprime ligeramente hacia abajo hasta que oiga un clic que indica que el capuchón se encuentra completamente cerrado.