

1



- Desenrosque y levante la tapa blanca. Usted podría escuchar un sonido de traqueteo.
- **Sostenga el inhalador en posición vertical** con la rosca de color turquesa en la parte inferior.

2



- **Gire la rosca** de hasta el tope en una dirección y luego vuelva a girarla hasta el tope en la otra dirección (no importa en qué dirección primero). Deberá oír un **“clic”** característico.

3



- **Sostenga el inhalador** sin acercarlo a la boca. Expulse el aire suavemente (tanto como pueda pero sin que le resulte incómodo). No lo expulse a través del Turbuhaler.

4



- **Sitúe la boquilla suavemente entre los dientes**, cierre los labios e inspire por la boca tan enérgica y profundamente como pueda. No muerda ni presione la boquilla con los dientes.
- **Retire el inhalador** de la boca y después expulse el aire suavemente. Si tiene que realizar una segunda inhalación, repita los pasos del 2 al 4.
- Vuelva a colocar la tapa tras su utilización.