

Preparación para el uso:

1



- Mantenga la tapa cerrada.
- **Presione el cierre** de seguridad mientras se retira la base transparente con la otra mano.

2



- **Inserte el cartucho** dentro del inhalador.
- **Coloque el inhalador** sobre una superficie firme y empujar firmemente hacia abajo hasta que haga clic.

3



- **Marque la casilla** de la etiqueta del inhalador para hacer el seguimiento del número de cartuchos.
- **Vuelva a colocar** la base transparente en su sitio hasta que haga clic.

4



5



- **Mantenga** la tapa cerrada.
- **Gire la base** transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta).
- **Abra la tapa.**

6



- Dirija el inhalador hacia el suelo.
- Pulse el botón de liberación de dosis.
- Cierre la tapa.
- Después de observar una nube, **repita los pasos 4 a 6 tres veces más.**

Uso diario:

1



- **Mantenga la tapa cerrada.**
- **Gire la base transparente** en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta).

2



- **Abra la tapa** completamente.

3



- **Espire lenta** y profundamente.
- **Cierre los labios alrededor** de la boquilla sin cubrir las válvulas de aire. Apuntar con el inhalador hacia el fondo de la garganta.
- Mientras se inspira lenta y profundamente a través de la boca, **pulse el botón de liberación** de dosis y continuar inspirando lentamente mientras resulte cómodo.
- **Mantenga la respiración** durante 10 segundos o hasta que sea posible.
- Repita los pasos 6, 7 y 8 para completar el total de 2 pulsaciones.
- **Cierre la tapa** hasta que se vuelva a usar el inhalador.